

SPIDER

termocoagulador vascular

Aplicaciones:

- Eliminación transdérmico de telangectasias de miembros inferiores
- Tratamiento endovenoso quirúrgico láser. EVLT-EVLA



El láser Diodo 810nm. Está equipado de un sistema de refrigeración, que hace tratamiento sin dolor. También está equipado con una cámara y un zoom óptico, que permite al médico y al paciente visualizar el tratamiento en directo y ver la desaparición del vaso tratado bajo el impacto del disparo láser. La tecnología única patentada de Multi-pulso hace que el tratamiento con láser es aún más eficaz: el láser proporciona la energía necesaria directamente en el vaso, protegiendo los tejidos circundantes. El tratamiento es seguro.